

Estimada/o paciente:

Para realizar este análisis, por favor, dedique unos minutos a leer con atención las siguientes indicaciones:

Antes de la recolección

En adultos y niños que usan pañales, colocar un pañal limpio.

¿Qué recipiente usar?

Frasco estéril sin formol comprado en la farmacia. Consultar por frascos de boca ancha que facilitan la recolección - Cucharita descartable.

¿Cómo hacer la recolección?

En adultos y niños que no usan pañales

1. Recolecte la muestra de materia fecal en el frasco estéril sin formol.

En adultos y niños que usan pañales

2. Observe cuando se produce la defecación.

3. Retire el pañal y tome una porción de materia fecal con la cucharita (elegir la que presente sangre o mucosidad).

4. Coloque la muestra en el frasco estéril sin formol.

¡Atención! Para no alterar el resultado:

· Envíe la muestra al laboratorio inmediatamente (dentro de las 2 horas de obtenida). En caso contrario mantener en la heladera.

· Indicar el uso de antibiótico en los días previos a la recolección

Por favor, conteste las siguientes preguntas:

Diarrea: Aspecto:

Fecha de comienzo de síntomas:

Vacunación para Rotavirus.....

Dosis: